


REVISION RECORD			
CURRENT REVISION PREPARED BY: S. Madhan		ARTIST: N. Jagatheesan	
Rev.#	Description	ECO #	Doc. Rev. Date
01	Initial Release.	ECO73126	10/25/07
02	Updated product name to "PosiFlush™ XS". Reduced size of the product icon. Replaced "BD™ Saline XS" with "BD PosiFlush™ XS Syringe" in all languages where applicable. Added "Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician" to the "Caution" section in English. Moved "syringe" after "BD Luer-Lok™" in English #6. Removed "Latex Free" symbol and text from symbol chart in all languages. Replaced symbol charts from each language with symbol translations panel on page 2. Updated Spanish text: replaced 1st line of text in Section 2; changed all "precargada" with "preparada"; replaced "procede" with "es necesario". Added "Re-use Statement" at the end of the "Caution" section of each language. Added the revision date under the SAP#. Updated titleblock and trademark byline. Updated Portuguese text: changed all "cloruro" to "cloreto". Added CE mark to right hand panel. Removed CE marks from all languages expect for under "French". Added "Marquage CE: obtenu en 2005" text and box to "French". Updated Spanish and Portuguese text in right hand panel. Added SAP to insert, graphic file name, and titleblock. Changed "in situ" to "in-situ" in all instances.	ECO103502	5/8/09
03	Updated BD Logo and font to standard. Updated Copyright year, trademark byline, web address and SAP#. Updated BD manufacturer address and EC REP address. Updated Rev. number. Updated revision record and titleblock templates. Replaced language code. Included Sheet 2.	500000130691	07/20/18








MANUFACTURING SITE: DROGHEDA, IRELAND

DRAWING SIZE: N/A	 BD BD MEDICAL MEDICATION DELIVERY SOLUTIONS BECTON, DICKINSON AND COMPANY FRANKLIN LAKES NEW JERSEY 07417	PACKAGING GRAPHICS	
TOLERANCES: N/A		DOCUMENT NUMBER: DGP49	REV. #: 03
SCALE: FULL	TITLE: <i>Insert, Product, PosiFlush XS, Drogheda, 500032776</i>		SHEET: 1 of 2

This controlled document and subject matter is restricted solely for the use of BD.

 BD PosiFlush™ XS





en Ready to use syringe FOR FLUSHING ONLY in-situ vascular access devices. Check the integrity of packaging before use.

fr Seringue prête à l'emploi **UNIQUEMENT POUR LE RINÇAGE** in-situ des dispositifs d'accès vasculaire. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation.

de Gebrauchsfertige Spritze **AUSSCHLIESSLICH ZUM SPÜLEN** von in-situ Gefäßzugangssystemen. Überprüfen Sie vor Verwendung die Unversehrtheit der Verpackung.

es Seringa preparada **PARA EL LAVADO** de dispositivos de acceso vascular in-situ. Comprobar que el envase no ha sufrido daños antes de proceder a su utilización.

pt Seringa pre-cargada **SOMENTE PARA LAVAGEM** in-situ de dispositivos de acesso vascular. Inspeccione a integridade da embalagem antes de utilizar.

it Seringa pronta per l'uso, **ESCLUSIVAMENTE PER IL LAVAGGIO** di dispositivi per accesso vascolare in-situ. Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso.

el Σηρίγγα έτοιμη προς χρήση **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ** in-situ συσκευών αγγειακής πρόσβασης. Ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευασίας πριν τη χρήση.

nl Spuit klaar voor gebruik **ALLEN** voor het in-situ FLUSHEN van vasculaire toelatingssystemen. Controleer vóór gebruik of de verpakking intact is.

sv Spruta, färdig för bruk **ALLEN** för att in-situ FLUSHEN av vasculära tillförselssystem. Kontrollera före användning om förpackningen är intakt.

fi Käyttövalmis ruisku. Käytetään **VAIN** suunijäykiden jäljitäminen tarkoitettujen laitteiden huoltamiseen in-situ. Tarkista, että pakkaus on avautumaton ennen käyttöönottoa.

no Klargjort sprøyte **KUN FOR SKYLING** av ventilingsprodukter in-situ. Kontroller at pakningen er hel før bruk.

da Pre-fyldt sprøjte **KUN TIL SKYLNING** af in-situ vaskulære produkter. Check at indpakningen er uskadt før brug.

 Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, USA
 Becton, Dickinson & Co. Ltd, Donore Road, Drogheda, Co. Louth, Ireland
BD, the BD Logo and PosiFlush are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2018 BD and its subsidiaries. All rights reserved.
Made in Ireland. bd.com

DGP493
500032776
Rev. 2018-07
 0050

PMS 2755	15% PMS 2755
----------	--------------

ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE USO

1. DESCRIPCIÓN
Jeringa BD PosiFlush™ XS es una jeringa estéril preparada, producto sanitario (de acuerdo con la Directiva 93/42/EEC de Productos Sanitarios). Es una jeringa de polipropileno que contiene una solución isotónica de cloruro sódico al 0,9%, estéril y apirógena.

2. INDICACIONES
- Jeringa BD PosiFlush™ XS está para el lavado de dispositivos de acceso vascular in-situ.

3. CONTRAINDICACIONES
Ninguna conocida.

4. PRECAUCIONES
No reesterilizar antes de su uso.

5. INSTRUCCIONES DE USO
Producto sanitario para usar una sola vez en un único paciente.

6. COMPOSICIÓN POR UNIDAD
Jeringa de polipropileno con punta BD Luer-Lok™. Junta de estanqueidad de elastómero sin látex.

DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG

1. BESCHREIBUNG
BD PosiFlush™ XS Spritze ist ein gebrauchsfertiges, steriles medizinisches Einmalprodukt (entsprechend Direktive 93/42/EEC für Medizinprodukte). Es ist eine Polypropylenspritze, die sterile, pyrogenfreie, isotonische 0,9 % Kochsalzlösung enthält.

2. VORGESEHENE ANWENDUNGEN
- BD PosiFlush™ XS Spritze ist **AUSSCHLIESSLICH ZUM SPÜLEN** von in-situ Gefäßzugangssystemen gedacht.

3. KONTRAINDIKATIONEN
Keine bekannt.

4. VORSICHT
Vor Gebrauch nicht erneut sterilisieren.

5. BENUTZUNGSANLEITUNG
Nur zur einmaligen Verwendung bei einem Patienten gedacht.

FRANÇAIS
NOTICE D'UTILISATION

1. DESCRIPTION
Seringue BD PosiFlush™ XS est un dispositif médical (selon la directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux) stérile, prêt à l'emploi. C'est une seringue en polypropylène qui contient une solution isototonique de chlorure de sodium à 0,9%, stérile et apyrogène.

2. UTILISATION
- Seringue BD PosiFlush™ XS est destiné **UNIQUEMENT AU RINÇAGE** in-situ des dispositifs d'accès vasculaire.

3. CONTRE-INDICATIONS
Aucune contre-indication connue.

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Ne pas re-stériliser avant utilisation.

5. DIRECTIONS FOR USE
Single use, single patient device.

ENGLISH
INSTRUCTIONS FOR USE

1. DESCRIPTION
BD PosiFlush™ XS Syringe is a ready to use sterile medical device (according to 93/42/EEC medical device directive). It is a polypropylene syringe containing sterile and non-pyrogenic isotonic 0.9% sodium chloride solution.

2. INTENDED USE
- BD PosiFlush™ XS Syringe is intended **FOR FLUSHING ONLY** in-situ vascular access devices.

3. CONTRAINDICATIONS
None known.

4. CAUTIONS
Do not re-sterilize before use.

5. DIRECTIONS FOR USE
Single use, single patient device.

