

073141VAR
SET DE PICC LINE AVEC STATLOCK

INDICATION

Nécessaire de soins préconisé lors de soins techniques.

CARACTÉRISTIQUE

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	UNITÉ PAR CARTON	TAILLE DU CARTON
073141VAR	EN ATTENTE	EN ATTENTE	EN ATTENTE

CODE GTIN

GTIN SET : EN ATTENTE

GTIN CARTON : EN ATTENTE

COMPOSITION DU SET

- 1 Charlotte
- 2 Masques Type II
- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 45 x 75 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8 (1er pli)
- 1 Champ patient Ouate 45 x 50 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes retournées taille 7 / 8
- 10 Compresses Non Tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Bandelette adhésive 2 bandes 1,25 x 15 cm
- 1 Pansement Film 10 x 12 cm

1 PANSEMENT STATLOCK - CLASSE IIa

1 SERINGUE PRÉ-REPLIE NACL 0,9 % 10 ML - CLASSE II

1 VALVE BIDIRECTIONNELLE A PRESSION POSITIVE - CLASSE IIa

STÉRILISATION

Mode de stérilisation : consulter l'emballage des composants
 Ne pas restériliser

CONDITION DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage : À l'abri de l'humidité et de la lumière.
 Température de stockage entre XX° et XX° C.
 Durée de validité : Voir sur emballage.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEUR

NOM	Innoset
LIEU DE L'ASSEMBLAGE	ZI La Masquère, 840 Rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS
SIÈGE SOCIAL	75 rue Cuvier - 69006 LYON
CERTIFICAT QUALITÉ	NF EN ISO 13485 :2016
RÈGLEMENT DE L'UE APPLICABLE	UE 2017-745 – Annexe IX chapitres I et III
RÉFÉRENT MATÉRIOVIGILANCE	qualite@innoset.com

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ces dispositifs ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
- Inspectez le nécessaire de soins avant utilisation. Si vous remarquez le moindre défaut ou anomalie, n'utilisez pas le dispositif. Remplacez-le immédiatement par un nouveau et contactez l'assembleur.
- La réutilisation d'un dispositif médical est dangereuse et peut gravement compromettre son intégrité et ses performances.
- Tout événement indésirable grave lié à l'utilisation de ces nécessaires de soins doit être signalé à l'assembleur.

Précautions d'emploi, contre-indications et effets secondaires indésirables : se reporter aux notices/indications des fabricants.