

T9909V
NÉCESSAIRE DE SOINS POUR TRACHÉOSTOMIE
INDICATION

Nécessaire de soins préconisé lors de l'entretien de l'orifice de trachéostomie.

CARACTÉRISTIQUE

| RÉFÉRENCE | CONDITIONNEMENT | UNITÉ PAR CARTON | TAILLE DU CARTON |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|
| T9909V | Boite | 1 | 36,3 x 21,2 x 25,4 cm |

CODE GTIN

GTIN SET : 3701556401415

COMPOSITION DU SET

- 10 Sacs à déchets
- 25 Sachets de 2 compresses gaze 10 x 10 cm
- 50 Sachets de 2 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 10 Pansements « Trachéoderm » 8 x 9 cm
- 10 Blisters rigides

Dans chaque blister:

- 1 Masque Type IIR
- 1 Charlotte
- 1 Champ ouate 37,5 x 45 cm
- 1 Paire de gants Nitrile
- 1 Pince anatomique 13 cm

Innoset assemble des sets composés de différents dispositifs. Conformément au règlement (UE) 2017/745, une notice d'utilisation est obligatoire pour les dispositifs médicaux de classe IIb et supérieure. Les notices des fabricants, destinées exclusivement aux professionnels de santé, sont regroupées et mises à disposition sous format numérique. Une version papier peut être fournie sur demande.

Date de création du modèle : 14.01.2025 - Version : 03 - FT avec Notice - T9909V - Nécessaire de soins pour trachéostomie - v03 du 16.01.2026

STÉRILISATION

Mode de stérilisation : consulter l'emballage des composants
 Ne pas restériliser

CONDITION DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage : À l'abri de l'humidité et de la lumière.
 Température de stockage entre 5° et 40° C.
 Durée de validité : Voir sur emballage.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ASSEMBLEUR

| | |
|-------------------------------------|--|
| NOM | Innoset |
| LIEU DE L'ASSEMBLAGE | ZI La Masquère, 840 Rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS |
| SIÈGE SOCIAL | 75 rue Cuvier - 69006 LYON |
| CERTIFICAT QUALITÉ | NF EN ISO 13485 :2016 |
| RÈGLEMENT DE L'UE APPLICABLE | UE 2017-745 – Annexe IX chapitres I et III |
| RÉFÉRENT MATÉRIOVIGILANCE | qualite@innoset.com |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ces dispositifs ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé.
- Inspectez le nécessaire de soins avant utilisation. Si vous remarquez le moindre défaut ou anomalie, n'utilisez pas le dispositif. Remplacez-le immédiatement par un nouveau et contactez l'assembleur.
- La réutilisation d'un dispositif médical est dangereuse et peut gravement compromettre son intégrité et ses performances.
- Tout événement indésirable grave lié à l'utilisation de ces nécessaires de soins doit être signalé à l'assembleur.